

Test de dépistage et de diagnostic de diabète gestationnel à réaliser idéalement entre 24 et 28 semaines d'aménorrhée.

- Dépistage systématique pour toute jeune femme présentant un facteur de risque : âge supérieur à 35 ans, Indice de masse corporelle supérieur à 25, antécédent familial au premier degré de diabète, antécédent personnel de macrosomie fœtale, antécédent personnel de diabète gestationnel
- Dépistage possible pour des patientes n'ayant pas de facteur de risque

▪ **Contre-indications :**

- Patiente diabétique connue

▪ **Déroulement :**

- Effectuez une première prise de sang à jeun pour le dosage de la glycémie
- Ingestion de 75 g de glucose par voie orale en 3 à 4 minutes maximum
- Attendre en salle de repos
- Prise de sang à T + 60 mn, T + 120 mn soit 3 prélèvements sanguins au total

▪ **Dosage**

Dosage de la glycémie à T0, T+60 mn, T+120 mn

▪ **Résultats**

	International Association of Diabetes and Pregnancy study groups
Glycémie à jeun	< 0.92 g/l
Glycémie à 1 h	< 1.80 g/l
Glycémie à 2 h	< 1.53 g/l

Une seule valeur \geq aux normes suffit pour poser le diagnostic de Diabète gestationnel.